



## **POLDERMA MASKA LED DO INFUZJI I GALWANIZACJI**

3800 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Maska POLDERMA CHROMO-OXYGEN MASK jest produktem dedykowanym do infuzji tlenowych marki POLDERMA. Niezależnie od tego może być również stosowana osobno dla funkcji LED i galwanizacji.

W połowie 2016 roku, POLDERMA zaproponowała innowacyjne maski do tlenoterapii twarzy SKINFORLIFE, które stały się absolutnym hitem na rynku urządzeń do infuzji tlenowej. Maski zostały zaprojektowane i wyprodukowane w USA i znajdują się w każdym zestawie urządzenia do infuzji – POLDERMA. Dzisiaj, w celu jeszcze większego polepszenia efektów zabiegowych, oraz wyróżnienia się na rynku.

Dziś producent prezentuje nowszą, innowacyjną maskę – CHROMO-OXYGEN MASK.

## CHROMOTERAPIA ŚWIATŁEM LED

Light-emitting diode, czyli w skrócie LED, to dioda, która emituje światło o różnej długości fali. Diody stykają się ze skórą, dzięki czemu wiązka światła dociera do wnętrza komórki stymulując zachodzące wewnątrz procesy. Skuteczność naświetlania światłem LED można porównać do działania lasera, jednak fototerapia LED jest absolutnie nieinwazyjna i nie narusza struktury komórek jedynie stymuluje i w naturalny sposób aktywuje zachodzące w niej procesy regeneracyjne.

MASKA LED WYKORZYSTUJĘ TRZY DŁUGOŚCI FALI DAJĄC SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA W ZABIEGACH NA TWARZ I SZYJĘ.

### KOLOR CZERWONY

Czerwone światło przyspiesza metabolizm komórek, pobudza krążenie krwi, poprawia koloryt skóry, zwiększa jej elastyczność, dotlenia ją i wygładza zmarszczki.

### KOLOR NIEBIESKI

Niebieskie światło hamuje rozwój stanów zapalnych. Trądzik jest zazwyczaj spowodowany infekcją bakteryjną, niebieskie światło jest w stanie niszczyć bakterie nie naruszając tkanek skóry, a przez to zminimalizować trądzik, i leczyć go w okresie zapalnym w stosunkowo krótkim czasie.

### KOLOR FIOLETOWY


Jest to połączenie światła czerwonego i niebieskiego, łączy w sobie skuteczność terapii świetlnej, szczególnie użytecznej w przypadku leczenia trądziku i łagodzenia blizn będących jego pozostałością.

### INFUZJA TLENOWA

Specjalnie zaprojektowany kształt wewnętrzny maski oraz kaniula łącząca z urządzeniem infuzyjnym powoduje, że powietrze zostaje rozprowadzone na całej powierzchni twarzy. Tlen powoduje natychmiastowe dotlenienie głębokich warstw skóry, znacząco pobudza procesy przemiany materii oraz wzmacnia procesy regeneracyjne. Podczas zabiegu następuje dotlenienie komórek twarzy.

ilość diod	niebieski - 161 diod LED, czerwony - 165 diod LED
maksymalne ciśnienie tlenu podczas pracy	2 Bar
maksymalna moc jednej diody	50mW
pobór mocy	20W
napięcie	220-230V

częstotliwość	50-60Hz
żywotność diod	100000 godzin
kraj produkcji	chiny



5904358862585