



## **VERRASHAPER3 RF + LED + VACUUM**

15000 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

VerraSHAPER™ RF + LED + VACUUM -

PRZEWAGA VERRASHAPER™ NAD PODOBNYMI URZĄDZENIAMI:

- Pompa przystosowana do pracy ciągłej (bez przerw między pacjentami).
- Głowice wykonane z ABS (brak możliwości złamania głowicy).
- Końcowa powłoka głowicy została wykonana z nie tłuczącego się materiału szklopodobnego, ułatwiającego poślizg głowicy,
- Urządzenie przeznaczone do zabiegów na twarz i ciało.
- Bezpieczny i szybki system wymiany głowic "stick2".
- Podwójne filtrowanie olejków (w głowicy i w filtrze urządzenia).
- Intuicyjna obsługa ułatwiona sygnałami dźwiękowymi.
- Podłużne, owalne elektrody RF.
- CZĘSTOTLIWOŚĆ RF - 500KHZ!

-NAJNOWOCZEŚNIEJSZA KONSTRUKCJA POMPY SSĄCEJ POZWALAJĄCA NA SEKWENCYJNE ROZŁĄCZANIE I WŁĄCZANIE CIŚNIENIA (MAX 70CMHG) NA 0,1S!

Do zabiegu Verrashaper nie trzeba się przygotowywać - istotne jest aby po zabiegu wypić ok. 0,5 litra wody, aby pomóc organizmowi wydalić złogi tkanki tłuszczowej, toksyny oraz stymulować naturalny drenaż limfatyczny.

Po zabiegu mogą być widoczne drobne zasinienia i zaczerwienienie które znikają po kilku dniach.

ZABIEG VERRASHAPER™ RF + LED + VACUUM WYKORZYSTUJE FAŁĘ RADIOWĄ O CZĘSTOTLIWOŚCI 500KHZ.

Wykonując zabiegi głowicą na twarz zmniejszamy widoczność zmarszczek, zwiększamy uelastyczne skóry, oraz poprawiamy ogólny wygląd owalu twarzy.

#### FUNKCJE URZĄDZENIA:

- poprawa owalu twarzy,
- porawa gęstości skóry,
- ujędrnienie skóry,
- likwidacja zmarszczek,
- modelowanie sylwetki,
- redukcja cellulitu.

#### WSKAZANIA:

- wiotkość skóry,
- cellulit,
- brak jędrności ciała,
- zmarszczki.

#### GŁOWICE ZABIEGOWE:

Napięcie	220-230V
Wyświetlacz	5" MONO LCD
Moc wyjściowa	68W
Pobór mocy	75W
Częstotliwość wyjściowa	500Khz

Ciśnienie wyjściowe	700mmHg
Wymiary bazy	34x34x25cm
Długość kabla zasilającego	1,5M