



FERRI OXYDERM OXYBRAZJA I INFUZJA KOMPRESOROWA

8500 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

FERRI OXYDERM, URZĄDZENIE OXYBRAZJA, INFUZJA KOMPRESOROWA ORAZ TLENOWA - PRACA URZĄDZENIA ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ KOMPRESORA LUB BUTLI TLENOWEJ

OXYBRAZJA

Jest innowacyjnym zabiegiem, wykonywanym przez dwufazowy strumień składający się z mikrokropelek soli fizjologicznej oraz powietrza. Oksybrazja ze względu na brak wywoływanych podrażnień po zabiegu nazywana jest "miękką" dermabrazją. Obok działania peelingu, Oksybrazja nawilża oraz dotlenia skórę. Efekt końcowy peelingu wodno-tlenowego, porównywany jest często do mikrodermabrazji korundowej.

Warto zwrócić uwagę, że ze względu na brak mechanicznego ścierania, zabiegowi mogą

poddawać się osoby cierpiące na cerę naczynkową, skłoną do rumienia. Oksybrazja jest również wskazana dla osób z trądzikiem.

Zabieg w większości przypadków jest bardzo dobrze odbierany przez klientki, nie łączy się z dyskomfortem jaki można odczuwać przy dermabrazji diamentowej.

Skóra po zabiegu jest gładka, delikatna, dotleniona i nawilżona.


INFUZJA TLENOWA

Polega na wtłaczaniu serum specjalnie zaprojektowanym pistoletem w głębokie warstwy skóry właściwej. Zabieg warto łączyć z procedurą eksfoliacji np Oxybrazją.

DZIAŁANIE

- * nawilża i dotlenia skórę,
- * oczyszcza i dezynfekuje skórę (peeling płytki i głęboki),
- * wzmacnia i hartuje ściany naczyń krwionośnych,
- * wspomaga leczenie trądziku różowatego,
- * łagodzi objawy trądziku (eliminuje bakterie beztlenowe),
- * łagodzi stany zapalne skóry,
- * zmniejsza blizny potrądzikowe oraz przebarwienia,
- * zmniejsza cellulit i rozstępy (hydrodynamiczny zimny masaż),
- * ogranicza łojotok (stabilizuje pracę gruczołów łojowych),
- * poprawia koloryt skóry,
- * spłyca zmarszczki,
- * rewitalizuje, czyli ożywia skórę.

Zasilanie	Kompresor lub Butla z tlenem
Ciśnienie wyjściowe (kompresor)	2 Bar
Ciśnienie wyjściowe (butla z tlenem)	10 Bar
Możliwość regulacji dawkowania soli fizjologicznej	w zakresie od 0-50gr/min
Możliwość dawkowania kosmetyków podczas zabiegu (mezoterapia tlenowa)	tak
Zasilanie	220-230V
Pobór mocy	100W
Wyświetlacz	LCD



5904358861243