



LAMPA URZĄDZENIE PDT PULSLIGHT

9900 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

CZYM JEST TERAPIA FOTODYNAMICZNA

Terapia fotodynamiczna lepiej znana jest jako „światło magiczne”. To nowa technika stosowana w celu poprawy wyglądu skóry. Polega na zastosowaniu fotonów świetlnych LED, które w zależności od zabiegu stymulują warstwy skóry o różnym natężeniu i kolorze.

KOLORY

- * Czerwony (630nm-635nm)
- * Niebieski (460nm-470nm)
- * Żółty (580nm-590nm)
- * Czerwony + Niebieski
- * Niebieski + Żółty

- * Czerwony + Żółty
- * Mix kolorów.

ZASTOSOWANIE

Terapia fotodynamiczna przeznaczona jest do zabiegów na twarz i skórę głowy. Stosuje się do wszystkich rodzajów skóry . Nie ma zastosowania pulsacyjnego światła czy lasera. Jego praca opiera się na niskiej emisji, więc nie należy do inwazyjnych metod. Proces zastosowania jest bardzo prosty, komfortowy i skuteczny.

LICZBA SESJI ORAZ CZAS PRACY

Aby otrzymać najlepsze efekty zaleca się 14-24 sesji zabiegów w okresie 3-6 miesięcy. Każda sesja trwa 20-30 minut. Można stosować 1-2 sesje tygodniowo.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA LED W TERAPII ANTI-AGING

PROBLEM

CZĘSTOTLIWOŚĆ

CZAS TRWANIA

TERAPII

DZIAŁANIE

ZMARSZCZKI

2-3 sesje/tydzień

4-6 tygodni

Produkcja elastyny i kolagenu, aktywacja fibroblastów

BLIZNOWCE

Zmienna w zależności od zaleceń lekarza

4-6 tygodni

Odbudowa nabłonka i skóry właściwej, podwyższenie odporności, działanie przeciwbólowe

POROST WŁOSÓW

2-3 sesje/ tydzień

Zmienny w zależności od zaleceń lekarza

Poprawa ukrwienia skóry głowy

ROGOWACENIE

2-3 sesje/ tydzień

Zmienny w zależności od zaleceń lekarza

Redukcja zapalenia

ROZSTĘPY

2-3 sesje / tydzień

4-5 tygodni

Produkcja kolagenu i elastyny, stymulacja produkcji melaniny

RUMIEŃ

3 sesje/ tydzień

6 sesji

Redukcja zapalenia

ENERGIA MIERZONA W (J/CM2) W ODLEGŁOŚCI 40 CM OD OBSZARU ZABIEGOWEGO
POZIOM

ENERGIA/CM2

1

10 J/cm2

2

20 J/cm2

3

30 J/cm2

4

40 J/cm2

5


50 J/cm2

CZERWONY (630NM-635NM),

NIEBIESKI (460NM-470NM),

ŻÓŁTY (580NM-590NM),

Moc światła	1-10 poziomów Maks. 120 mW / LED
Częstotliwość	0-110 Hz (0 oznacza tryb ciągły)
Czas	1-60 minut
Powierzchnia zabiegowa	50 cm x 20 cm
Typ LED	Dioda LED 5050 SMD
Ilość diod LED	1420 szt.
Waga	15 kg
Wymiary	70 cm x 45 cm x 142 cm
Rozmiar paczki	92 cm x 52 cm x 32 cm



5904358863636