



CM NEXUS POLSKI LASER DIODOWY DO DEPILACJI

54000 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Urządzenie o zastosowaniu niemedyceznym, przewidziane do stosowania również przez laików (uprzednio przeszkolonych, zapoznanych z instrukcją używania lub etykietą).

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ URZĄDZENIE CM?

CM International S.A. jest polskim producentem urządzeń z zakresu medycyny estetycznej. Pasja oraz nowoczesne rozwiązania sprawiły, że CM jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w branży beauty. Największą przewagą firmy wśród konkurencji jest zaplecze produkcyjne, dzięki czemu wszystkie urządzenia są projektowane i budowane od początku do końca we wrocławskiej fabryce. CMI S.A. jako pierwszy producent na świecie stworzył i opracował inteligentne urządzenie do medycyny

estetycznej. Produkcja nowej generacji urządzeń M3, wprowadziła przemysł kosmetyczny w rewolucję 4.0. wykorzystując wszystkie zalety połączenia do internetu, użytkownik przenosi się w całkowicie inny wymiar obsługi oraz modelu biznesowego.

NEXUS VS LASERY DIODOWE Z CHIN (I NIE TYLKO)

Główną i najważniejszą zaletą Nexusa jest jego technologia, która odpowiada za całość urządzenia - pod względem technicznym i utrzymania (czyli istotnie ważnej dla inwestora) dzięki której maszyna jest bezawaryjna, tańsza w utrzymaniu oraz bardziej ekonomiczna w przeliczeniu na ilość zabiegów wykonanych na jednej głowicy. Pod względem zabiegowym (ważna kwestia nie tylko dla inwestora ale przede wszystkim dla klienta) dzięki którym zabieg jest bardziej efektywny, szybszy i bezbolesny w porównaniu do innych urządzeń na rynku.

NEXUS - AUTODIAGNOSTYKA

Urządzenie zbiera dane diagnostyczne i informacje o tym, jak go używasz i jak ono działa, aby zapewniać aktualne, bezpieczniejsze, niezawodne i wydajne oprogramowanie oraz udoskonalać System Laserowy NEXUS dla wszystkich klientów.

JAKIE INFORMACJE SĄ WYSYŁANE?

Dzięki połączeniu do Internetu NEXUS wysyła informacje do producenta o faktycznym stanie urządzenia. Komunikaty mogą zawierać dane;

- * stan wody w systemie chłodzącym;
- * częstotliwość wykonywania zabiegów;
- * czas trwania zabiegów;
- * najczęściej wybierane ustawienia;
- * jakość i czas trwania połączenia z internetem (WiFi lub Ethernet).

CZYM SĄ DANE DIAGNOSTYCZNE I NA CO WPŁYWAJĄ?

CMI używa informacji o użytkowaniu i danych diagnostycznych, aby ulepszyć działanie oraz wykrywać błędy jakie mogą się pojawić. Dzięki tym informacjom CMI może na przykład:

- * Dbają o to by System NEXUS był aktualny
- * Poprawiają działanie oprogramowania
- * Pomagają rozwiązywać problemy z awariami i zawieszaniem się:


Wykorzystując informacje o tym, kiedy oprogramowanie na urządzeniu ulega awarii lub się zawiesza, CMI S.A. może zwiększyć niezawodność systemu operacyjnego NEXUS

Niektóre gromadzone informacje pomagają też w tworzeniu nowych poprawek i aktualizacji w celu polepszeniu działania całego urządzenia oraz jego oprogramowania.

URZĄDZENIE DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE.

PRODUCENT: CM INTERNATIONAL S.A, WILCZYCE, POLSKA
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: VENUS MICHAŁ MATUSZAK, ul. LEGIONÓW 52,
62-800 KALISZ

Moc urządzenia	1400W
Moc głowicy	800W
Okno optyczne	100mm2 - 10x10mm
Fluencja (gęstość energii)	45J/cm2
Materiał zwierciadła	Szafir
Długość impulsu	0 – 400ms
Częstotliwość	1 – 10Hz
Chłodzenie	0-5st Celsjusza
Ilość strzałów	powyżej 30mln
Wyświetlacz	10,2"
Długość wiązki lasera	808nm



5904358864596