



## URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA GENESIS

19999 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Urządzenie Genesis to przełomowa technologia łącząca w sobie kilka funkcji zabiegowych pozwalających na otrzymanie maksymalnych efektów.

Urządzenie wykorzystuje 6 technologii:

- \* OxyGen,
- \* GenClean,
- \* infuzję tlenową,
- \* fale radiowe,
- \* ultradźwięki,
- \* młotek zimno/ciepło.

OXYGEN

zabieg wykorzystujący biologiczne mechanizmy organizmu w tym dotlenienie, złuszczenie i rewitalizację. Jest on inspirowany gorącymi źródłami mającymi silne właściwości dotleniające. Użyta podczas zabiegu kapsułka składająca się z wodorowęglanu sodu i kwasu cytrynowego w kontakcie z wcześniej nałożonym preparatem aktywuje powstanie tzw. efektu Bohra. Podczas zabiegu dochodzi do wytworzenia mikropęcherzyków bogatych w dwutlenek węgla. W efekcie zmniejsza się powinowactwo hemoglobiny do tlenu, tlen oddawany jest przez hemoglobinę do miejsca zabiegowego przez co dochodzi do wzmożonego dotlenienia skóry. Podczas zabiegu dochodzi do uwalniania mikro-granulek złuszczających warstwę rogową naskórka. Właściwe dotlenienie i złuszczenie skóry umożliwia głębszą penetrację substancji aktywnych aplikowanych podczas zabiegu.

W zależności od potrzeb skóry zabieg występuje w dwóch wariantach:

- \* GenRevive – zabieg odmładzający, zwiększający gęstość i napięcie skóry, wygładza drobne zmarszczki, zmniejsza widoczność porów, poprawia wygląd skóry.
- \* GenBright – zabieg dedykowany dla cery problematycznej, wyrównuje koloryt skóry, rozświetla (nadając skórze promienny wygląd) odżywia i nawilża skórę.

GenClean oczyszczanie, dotlenienie i odmładzanie.


Trzy etapowy zabieg polega na hydrabrazji płynami nasyconymi substancjami:

- \* złuszczającymi,
- \* dotleniającymi,
- \* odmładzającymi.

W efekcie skóra jest dogłębnie oczyszczona, dotleniona i odżywiona.

Pobór mocy	350W
Napięcie	220-230V
Częstotliwość pracy	50-60Hz
Wyświetlacz	LCD, 10.4", dotykowy
Zbiornik główny wody	1,2L
Typ RF	Bipolarny
Częstotliwość RF	1-2Mhz
Moc RF	1W/cm2
Częstotliwość UD	1-3Mhz
Moc UD	1W/cm2
Natężenie mezoterapii	0-20mA
Ciśnienie infuzji tlenowej	1 Bar

Podciśnienie hydrabrazji	80Kpa
Temperatura młotka	-5 - 45 Stopni Celsjusza



5904358860697