



## **MASKA LED HYDROTEC OCZYSZCZANIE FOTOWODOROWE**

8000 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

### **CZYM JEST ŚWIATŁOTERAPIA?**

Sekret skuteczności urządzenia Hydrotec tkwi w połączeniu oczyszczania wodorowego oraz fototerapii światłem LED. Zabieg ten polega na naświetlaniu wybranego obszaru przez określony czas światłem emitowanym przez diody LED o odpowiednio dobranych parametrach. Wiązka światła penetruje skórę i dociera do wnętrza komórki, gdzie stymuluje zachodzące w niej procesy.

W terapii skóry wykorzystuje się światło LED w kilku kolorach. Zabieg oparty na technice LED jest nieinwazyjny, w żaden sposób nie narusza struktury komórek, a tylko i wyłącznie stymuluje oraz aktywuje zachodzące w niej procesy regeneracyjne. Przeciwwskazań do jego wykonania jest niewiele, w związku z czym uważa się go za bezpieczne rozwiązanie praktycznie dla każdego niezależnie od wieku.

Kolory wykorzystywane w masce LED

Wykorzystywana przez urządzenie maska LED oferuje 7 kolorów do światłoterapii:

czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, błękitny, biały.

- Kolor czerwony (650-730nm) – stymuluje produkcję kolagenu i elastyny w skórze, co pomaga zmniejszyć zmarszczki i poprawia jędrność skóry. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, zmniejsza zaczerwienienia.
- Kolor żółty (580nm) – pomaga zwiększyć energię komórek, zwiększa aktywność tlenu.
- Kolor zielony (525-550nm) – wpływając na melanocyty, rozjaśnia i zmniejsza przebarwienia, piegi i plamy starcze. Ponadto redukuje zmarszczki oraz blizny.
- Kolor niebieski (430-450nm) – pomaga pozbyć się zmian trądzikowych i zapobiega tworzeniu się nowych, niszcząc bakterie P.acne. Wspomaga pracę gruczołów łojowych i zmniejsza rozszerzone pory.
- Kolor biały (380-730nm) – przyspiesza metabolizm, poprawia wygląd zwiotczałej skóry.
- Kolor fioletowy (380-430nm) – wspomaga terapię trądziku, stymuluje regenerację skóry, usuwa blizny.

#### ZALETY ZABIEGU ŚWIATŁOTERAPII LED

Do najważniejszych korzyści płynących ze stosowania światła LED należą:

- wszechstronne działanie – zmniejszenie przebarwień, zmian naczyniowych i trądzikowych, pierwszych oznak starzenia, blizn, rozstępów,
- skuteczność leczenia kolorami – swoją niebywałą skuteczność terapia zawdzięcza siedmiu kolorom światła, z których każdy wykazuje inne właściwości,
- wsparcie działania innych terapii – wspomaga skuteczność innych zabiegów pielęgnacyjnych, dając jeszcze lepsze efekty.

Wskazania do zabiegu oczyszczania wodorowego i światłoterapii

Zabiegi mogą być wykonywane zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, bez względu na wiek.

KOLORY MASKI LED: CZERWONY, ZIELONY, NIEBIESKI, ŻÓŁTY, FIOLETOWY, TURKUSOWY, BIAŁY

Czerwony	620nm
Pomarańczowy	589nm
Żółty	551nm
Zielony	512nm
Niebieski	475nm
Indygo	449nm
Fioletowy	423nm