



ULTRADŹWIĘKI + DARSONVAL CLASSIC LINE

850 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Prostota, trwałość i jakość - to główne atrybuty urządzenia Ultradźwięki + Darsonval z serii CLASSIC LINE.

Urządzenie wyposażone jest w dwie głowice do ultradźwięków, darsonval i cztery szklane elektrody. Daje to możliwość wykonywania szeregu zabiegów pielęgnacyjnych.

ULTRADŹWIĘKI

Sonoforeza to relaksujący i korzystny sposób głębokiego wtłaczania aktywnych substancji zawartych w kosmetykach. Podczas zabiegu na skórę zostaje nałożona specjalny żel do ultradźwięków z substancją czynną, a następnie są przykładane dwie sondy emitujące fale ultradźwiękowe w celu zwiększenia penetracji produktami aktywnymi. Ciepło wytworzone przez ultradźwięki penetruje głębiej tkankę, aby odprężyć skórę i mięśnie, podczas gdy głęboki delikatny masaż poprawia przepływ krwi i limfy, metabolizm i regenerację komórek.

Tym samym ultradźwięki ułatwiają penetrację substancjom leczniczym i preparatom które działają uszczelniająco na naczynia krwionośne lub przyspieszają leczenie zmian trądziku pospolitego i różowatego, a także preparatom nawilżającym, odżywiającym i regenerującym skórę suchą i łuszczącą się, niedotlenioną i wiotką poszarzałą zmęczoną i dojrzałą. Efektem tego jest spłycenie zmarszczek, ujędrnienie, nawilżenie i wygładzenie skóry, stymulacja mięśni, zlikwidowanie przebarwień oraz dokładne odżywienie.

DARSONVAL

Urządzenie elektroniczne służące do terapii i masażu z wykorzystaniem prądów wysokiej częstotliwości. Aparat wyposażony jest w szklane wymienne elektrody. Podczas kontaktu peloty ze skórą dochodzi do iskrzenia pobudzającego skórę.


Prądy Darsonvala stosowane są w celu dezynfekcji skóry np. po zabiegu oczyszczania.

Mają działanie bakteriobójcze, rozgrzewające i zwiększające wchłanianie substancji aktywnych. Darsonval jest doskonałym uzupełnieniem skutecznych zabiegów regeneracji skóry. Urządzenie przy pomocy leczniczych mikroprądów D'arsonvala wytwarza cząsteczki ozonu, które mają silne działanie bakteriobójcze. Efektem jest usunięcie z powierzchni skóry wszelkich bakterii. Skóra staje się bardziej ukrwiona, pory zostają ściągnięte, wydzielanie sebum zostaje zahamowane. Urządzenie zwiększa wchłanianie substancji aktywnych oraz ujędrnia skórę i redukuje zmarszczki.

FUNKCJE

- * ujędrnia i wygładza,
- * redukuje zmarszczki (efekt liftingu),
- * poprawia ukrwienie skóry,
- * ściągą rozszerzone pory,
- * silnie bakteriobójczy,
- * hamuje wydzielanie sebum,
- * pobudza procesy regeneracji i odnowy skóry,
- * niezastąpiony przy zmianach trądzikowych,
- * stymuluje złuszczenie martwego naskórka,
- * przywraca zdrowy promienny wygląd.

napięcie	230V
częstotliwość Ultradźwięków	1mhz
waga	1,5kg
częstotliwość	50hz
wymiary opakowania	36x36x18cm



5904358860871