



**FERRI DERM-EXPERT 2 +
BODY SHAPER
MIKRODERMABRAZJA
DIAMENTOWA + PEELING
KAWITACYJNY +
ŚWIATŁOTERAPIA +
DERMOMASAŻ**

5650 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia. W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania

kolagenu.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

FERRI DERM-EXPERT został wyposażony w innowacyjny zespół filtrujący, który pozwala na eksploatację urządzenia bez używania filtrów bawełnianych czy siateczkowych.

DZIAŁANIE

- * rozjaśnianie przebarwień skóry,
- * spłycenie blizn,
- * stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- * oczyszczanie cery,
- * likwidacja zmarszczek.

PEELING KAWITACYJNY + ŚWIATŁOTERAPIA:

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają minieksplozjom, wytwarzając mikroenergię, która usuwa martwe już keratocyty.

ZALETY

- * mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- * urządzenie do pracy ciągłej,
- * 3 rodzaje sterowania łopatką,
- * łączenie z jonoforezą,
- * 2 głowice o ergonomicznych kształtach.

DERMOMASAŻER

Urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomassager jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

DZIAŁANIE

- * modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,

- * zmniejszenie cellulitu,
- * ujędrnienie ciała,
- * wspomaganie drenażu limfatycznego,
- * poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- * spłylenie blizn,
- * niwelacja rozstępów,
- * możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA


czas pracy	0-30 min
moc	60 W
bezpiecznik	1,2A
napięcie	230 V-50Hz
max podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy	-600 hPa (-0.06 MPa)

PEELING KAWITACYJNY + ŚWIATŁOTERAPIA

czas pracy	0-30 min
bezpiecznik	1,2A
napięcie	230 V-50Hz
łopatka do peelingu	25kHz
łopatka do pracy ciągłej	tak
światłoterapia	kolor czerwony
światłoterapia	kolor niebieski
prąd galwaniczny	+/- 6mA

DERMOMASAŻER

czas pracy	0-60 min
bezpiecznik	1,6A
napięcie	230 V-50Hz
moc urządzenia	60 W
podciśnienie	-5-20 inHg



5904358861137