



**FERRI DERM-EXPERT 2 +  
BODY SHAPER  
MIKRODERMABRAZJA  
DIAMENTOWA + PEELING  
KAWITACYJNY +  
ŚWIATŁOTERAPIA +  
DERMOMASAŻ**

5650 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia. W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania

kolagenu.

Urządzenie wyposażone jest wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

FERRI DERM-EXPERT został wyposażony w innowacyjny zespół filtrujący, który pozwala na eksploatację urządzenia bez używania filtrów bawełnianych czy siateczkowych.

#### DZIAŁANIE

- \* rozjaśnianie przebarwień skóry,
- \* spłycenie blizn,
- \* stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- \* oczyszczanie cery,
- \* likwidacja zmarszczek.

#### PEELING KAWITACYJNY + ŚWIATŁOTERAPIA:

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają minieksplozjom, wytwarzając mikroenergię, która usuwa martwe już keratocyty.

#### ZALETY

- \* mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- \* urządzenie do pracy ciągłej,
- \* 3 rodzaje sterowania łopatką,
- \* łączenie z jonoforezą,
- \* 2 głowice o ergonomicznych kształtach.

#### DERMOMASAŻER

Urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomassager jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Urządzenie wyposażone jest wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

#### DZIAŁANIE

- \* modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,

- \* zmniejszenie cellulitu,
- \* ujędrnienie ciała,
- \* wspomaganie drenażu limfatycznego,
- \* poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- \* spłycenie blizn,
- \* niwelacja rozstępów,
- \* możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

#### MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA


czas pracy	0-30 min
moc	60 W
bezpiecznik	1,2A
napięcie	230 V-50Hz
max podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy	-600 hPa (-0.06 MPa)

#### PEELING KAWITACYJNY + ŚWIATŁOTERAPIA

czas pracy	0-30 min
bezpiecznik	1,2A
napięcie	230 V-50Hz
łopatka do peelingu	25kHz
łopatka do pracy ciągłej	tak
światłoterapia	kolor czerwony
światłoterapia	kolor niebieski
prąd galwaniczny	+/- 6mA

#### DERMOMASAŻER

czas pracy	0-60 min
bezpiecznik	1,6A
napięcie	230 V-50Hz
moc urządzenia	60 W
podciśnienie	-5-20 inHg



5904358861137