



## KOMBAJN KOSMETYCZNY VB 8 FUNKCJI

19600 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

KOMBAJNY NAJNOWSZEJ GENERACJI (WYPRODUKOWANE W POLSCE).

CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ?

- Gwarancja 24 miesiące,
- Bezpłatne konsultacje z serwisantem,
- Bezpłatne, profesjonalne szkolenie (włącznie z opieką telefoniczną po szkoleniu),
- Bezpłatne skrypty szkoleniowe,
- Wieloletnie doświadczenie.

## CO WYRÓŻNIA NASZE URZĄDZENIA?

- Zgodność aparatury z normami europejskimi potwierdzona deklaracjami zgodności producenta,
- Urządzenia zostały zaprojektowane od podstaw w Polsce, w oparciu tylko i wyłącznie o europejskie podzespoły,
- Zastosowanie najwyższej jakości podzespołów i materiałów uczyniło nasze kombajny bezawaryjnymi, zostawiając w tyle podobne urządzenia,
- Nowoczesny design i staranność wykonania, zadowalająca nawet najbardziej wymagających klientów,
- Doskonała proporcja między ceną, jakością, oraz ilością funkcji urządzenia,
- Nowe technologie, dostępne tylko w naszych kombajnach,
- Urządzenia wykonane są na indywidualne zamówienie,
- Tylko u nas możecie Państwo zamówić urządzenie w dowolnej kolorystyce, z logo swojego gabinetu!

Oferta dotyczy kombajnu kosmetycznego wyposażonego w funkcje:

- Fale radiowe bipolarne na twarz,
- Fale radiowe bipolarne na ciało,
- Laser w głowicach fal radiowych,
- Oxybrazja – peeling wodno-tlenowy,
- Mezoterapia wodno tlenowa,
- Liposukcja ultradźwiękowa,
- Głowica infrared,
- Dermomasaż,
- Wejście na butlę z tlenem.

-Fale radiowe Bipolarne, laser w głowicach fal radiowych:

Fale radiowe to urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry.

Efekty działania:

- Ujędrnienie i poprawa owalu twarzy,

- Szybkie spłycenie zmarszczek,
- Możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu,
- Likwidacja cieni pod oczami,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny,
- Ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała,
- Skuteczna walka z cellulitem.

#### -OXYBRAZJA – PEELING WODNO-TLENOWY, MEZOTERAPIA WODNO-TLENOWA:

Oksybrazja, Hydrabrazja, Peeling Wodno-tlenowy jest innowacyjnym zabiegiem, wykonywanym przez dwufazowy strumień składający się z mikrokropelek soli fizjologicznej oraz powietrza. Oksybrazja ze względu na brak wywołanych podrażnień po zabiegu nazywana jest "miękką" dermabrazją.

Obok działania peelingu, Oksybrazja nawilża oraz dotlenia skórę.

Efekt końcowy peelingu wodno-tlenowego, porównywany jest często do mikrodermabrazji korundowej.

Warto zwrócić uwagę, że ze względu na brak mechanicznego ścierania, zabiegowi mogą poddawać się osoby cierpiące na cerę naczynkową, skłoną do rumienia. Oksybrazja jest również wskazana dla osób z trądzikiem. Zabieg w większości przypadków jest bardzo dobrze odbierany przez klientki, nie łączy się z dyskomfortem jaki można odczuwać przy dermabrazji diamentowej.

Skóra po zabiegu jest gładka, delikatna, dotleniona i nawilżona.

#### -LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED:

Poprzez działanie ultradźwiękami o określonej, niskiej częstotliwości wpływamy na powstanie zjawiska kawitacji. Wytworzona energia powoduje rozbicie komórki tłuszczowej, a uwolnione w ten sposób tłuszcze (wolne kwasy tłuszczowe i glicerol) są głównie transportowane przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulegają przemianie materii i stają się źródłem energii. W ten sposób można przyspieszyć efekt redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej z „trudnych” obszarów, np. ud, pośladków, talii, bioder czy ramion.

Urządzenie posiada również głowicę na podczerwień IR – ogrzanie partii przed jej nadźwiękowaniem, sprzyja „upłynnieniu tkanki tłuszczowej” i głębszemu wnिकaniu fali ultradźwiękowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo widoczne a zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.

Działanie:

- Niwelacja tkanki tłuszczowej,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie partii ciała,

#### -DERMOMASAŻER:

Dermomasażer to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Działanie:

- Modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- Zmniejszenie cellulitu,
- Ujędrnienie ciała,
- Wspomaganie drenażu limfatycznego,
- Poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- Spłycenie blizn,
- Niwelacja rozstępów,
- Możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

#### FALE RADIOWE BIPOLARNE, LASER W GŁOWICACH FAL RADIOWYCH

Czas pracy	0-30 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	120W
Częstotliwość	1MHz
Intensywność	5-100W

#### OXYBRAZJA


Moc	500W
Ciśnienie pompy	(max 12bar) na wyjściu 10 bar-możliwość pełnej regulacji
Możliwość regulacji dawkowania soli fizjologicznej	w 0 50gr

#### LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED

Moc	35W
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz

## DERMOMASAŻER

Czas pracy	0-60 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	60W
Podciśnienie	5-20 inHg



5904358863766