



## **KOMBAJN KOSMETYCZNY MOBILNY 11W1**

14500 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

KOMBAJNY MOBILNE NAJNOWSZEJ GENERACJI (WYPRODUKOWANE W POLSCE).

CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ?

- Gwarancja 24 miesiące,
- Bezpłatne konsultacje z serwisantem,
- BEZPŁATNE, PROFESJONALNE SZKOLENIE (WŁĄCZNIE Z OPIEKĄ TELEFONICZNĄ PO SZKOLENIU),
- Bezpłatne skrypty szkoleniowe,

-Wieloletnie doświadczenie.

#### CO WYRÓŻNIA NASZE URZĄDZENIA?

-Zgodność aparatury z normami europejskimi potwierdzona deklaracjami zgodności producenta,

-Urządzenia zostały zaprojektowane od podstaw w Polsce, w oparciu tylko i wyłącznie o europejskie podzespoły,

-Zastosowanie najwyższej jakości podzespołów i materiałów uczyniło nasze kombajny bezawaryjnymi, zostawiając w tyle podobne urządzenia,

-Nowoczesny design i staranność wykonania, zadowalająca nawet najbardziej wymagających klientów,

-Doskonała proporcja między ceną, jakością, oraz ilością funkcji urządzenia,

-Nowe technologie, dostępne tylko w naszych kombajnach,

-Urządzenia wykonane są na indywidualne zamówienie,

-Tylko u nas możecie Państwo zamówić urządzenie w dowolnej kolorystyce, z logo swojego gabinetu!

#### OFERTA DOTYCZY KOMBAJNU KOSMETYCZNEGO WYPOSAŻONEGO W FUNKCJE:

##### SEGMENT NR1

-Peeling kawitacyjny,

-Sonoforeza,

-Światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski ,

-Ultradźwięki,

-Galwan,

-Jonoforeza,

-Elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości,

-Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała,

-Dermomasaż.

##### Segment nr2

-Liposukcja ultradźwiękowa,

-Głowica infrared.

## OPIS FUNKCJI:

-Peeling kawitacyjny, ultradźwięki, sonoforeza, światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski, galwan, jonoforeza, elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości:

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają mini eksplozjom, wytwarzając mikro energię, która usuwa martwe już keratocyty.

## Zalety:

- Mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- Urządzenie do pracy ciągłej,
- 3 rodzaje sterowania łopatką,
- Łączenie z jonoforezą,
- 2 głowice ultradźwiękowe o ergonomicznych kształtach.

-Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała, mezoterapia bezigłowa trychologiczna:

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

## Programy zabiegowe:

- Okolice oczu,
- Revital 20+,
- Revital 30+,
- Odmładzanie 40+,
- Lifting 45+,

- Trądzik,
- Ujędrnianie,
- Cellulit,
- Wyszczuplenie,
- Rozstępy,
- Na skórę głowy,
- Na bóle mięśni.

Działanie:

- Błyskawiczny lifting twarzy,
- Poprawa kolorytu skóry,
- Działanie odmładzające i regenerujące,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie,

-LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED:

Poprzez działanie ultradźwiękami o określonej, niskiej częstotliwości wpływamy na powstanie zjawiska kawitacji. Wytworzona energia powoduje rozbicie komórki tłuszczowej, a uwolnione w ten sposób tłuszcze (wolne kwasy tłuszczowe i glicerol) są głównie transportowane przez układ naczyniowy i limfatyczny do wątroby, gdzie ulegają przemianie materii i stają się źródłem energii. W ten sposób można przyspieszyć efekt redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej z „trudnych” obszarów, np. ud, pośladków, talii, bioder czy ramion.

Urządzenie posiada również głowicę na podczerwień IR – ogrzanie partii przed jej nadźwiękowaniem, sprzyja „upłynnieniu tkanki tłuszczowej” i głębszemu wnikaniu fali ultradźwiękowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo widoczne a zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.

Działanie:

- Niwelacja tkanki tłuszczowej,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie partii ciała.

-DERMOMASAŻER:

Dermomasażer to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego

głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Działanie:

- Modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- Zmniejszenie cellulitu,
- Ujędrnienie ciała,
- Wspomaganie drenażu limfatycznego,
- Poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- Spłycenie blizn,
- Niwelacja rozstępów,
- Możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

KOMBAJNY MOBILNE NAJNOWSZEJ GENERACJI Z ROCZNIKA 2017  
(WYPRODUKOWANE W POLSCE)

Czas pracy	0-30 min
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz
Częstotliwość peelingu kavitacyjnego	25KHz
	Łopatką do pracy ciągłej
Świetłoterapia	kolor czerwony
Świetłoterapia	kolor niebieski
Prąd galwaniczny	+/- 6mA
Częstotliwość ultradźwięków	1Mhz
Max. moc głowic UD	1W/cm2

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TWARZY I CIAŁA, MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA  
TRYCHOLOGICZNA

Zakres czasu pracy	30 sekund – 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
Częstotliwość ultradźwiękowa	1 MHz


Napięcie wejściowe	220 – 230V
Moc wyjściowa	0,04 W/cm <sup>2</sup> – 0,28 W/cm <sup>2</sup>
Zakres natężenia	0,0 mA – 6,4 mA
Zakres skali pulsacji(wypełnienia)	5% – 100%

#### LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA, GŁOWICA INFRARED

Moc	35W
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz

#### DERMOMASAŻER

Czas pracy	0-60 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	60W
Podciśnienie	5-20 inHg



5904358863872