



## **FERRI TRYCHO AIR ŚWIATŁOTERAPIA + GALWANIZACJA + INFUZJA PLASMA AIR**

8800 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

### ŚWIATŁOTERAPIA

Wiązka światła penetrując skórę i docierając do wnętrza komórki stymuluje zachodzące wewnątrz niej procesy. Skuteczność naświetlania światłem LED można porównać do działania wiązki lasera, jednak zabiegi z wykorzystaniem techniki LED są absolutnie nieinwazyjne, nie naruszają struktury komórek, jedynie stymulują i w naturalny sposób aktywują oraz intensyfikują zachodzące w niej procesy regeneracyjne.

KOLOR NIEBIESKI (430-450NM)

Pomaga wyleczyć istniejące zmiany trądzikowe i zapobiega powstawaniu nowych, przez

niszczenie bakterii P.acne. Reguluje pracę gruczołów łojowych i obkurcza rozszerzone pory.

#### KOLOR CZERWONY (650-730NM)

Stymuluje skórę do wzmożonej produkcji kolagenu i elastyny, co pomaga zredukować zmarszczki i poprawić jędrność skóry. Ma działanie przeciwzapalne i redukuje zaczerwienienia.

#### KOLOR ZIELONY (525-550NM)

Oddziałuje na melanocyty. Rozjaśnia i redukuje przebarwienia, piegry i plamy starcze. Zmniejsza zmarszczki oraz blizny.


#### GALWANIZACJA

Galwanizacja stymuluje tkanki zwiększając metabolizm komórkowy. Równocześnie służy do jonoforezy, czyli wprowadzania do tkanek substancji podlegających dysocjacji elektrolitycznej. Zabieg urządzeniem do galwanizacji jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny. Klientka czuje podczas zabiegu delikatne mrowienie.

#### INFUZJA PLASMA AIR

Infuzja kompresorowa polega na wprowadzaniu preparatów aktywnych do skóry przy pomocy oczyszczonego powietrza (21% tlenu) przez specjalny zespół filtrujący. Zabieg wykonywany jest aerografem posiadającym pojemnik, który możemy uzupełnić dowolnym preparatem.

Moc	100W
Ciśnienie	4 Bar
Natężenie prądu galwanicznego	0-10mA
Moc diody LED	4mW



5904358861298