



FERRI TRYCHO AIR ŚWIATŁOTERAPIA + GALWANIZACJA + INFUZJA PLASMA AIR

8800 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

ŚWIATŁOTERAPIA

Wiązka światła penetrując skórę i docierając do wnętrza komórki stymuluje zachodzące wewnątrz niej procesy. Skuteczność naświetlania światłem LED można porównać do działania wiązki lasera, jednak zabiegi z wykorzystaniem techniki LED są absolutnie nieinwazyjne, nie naruszają struktury komórek, jedynie stymulują i w naturalny sposób aktywują oraz intensyfikują zachodzące w niej procesy regeneracyjne.

KOLOR NIEBIESKI (430-450NM)

Pomaga wyleczyć istniejące zmiany trądzikowe i zapobiega powstawaniu nowych, przez

niszczenie bakterii P.acne. Reguluje pracę gruczołów łojowych i obkurcza rozszerzone pory.

KOLOR CZERWONY (650-730NM)

Stymuluje skórę do wzmożonej produkcji kolagenu i elastyny, co pomaga zredukować zmarszczki i poprawić jędrność skóry. Ma działanie przeciwzapalne i redukuje zaczerwienienia.

KOLOR ZIELONY (525-550NM)

Oddziałuje na melanocyty. Rozjaśnia i redukuje przebarwienia, piegry i plamy starcze. Zmniejsza zmarszczki oraz blizny.


GALWANIZACJA

Galwanizacja stymuluje tkanki zwiększając metabolizm komórkowy. Równocześnie służy do jonoforezy, czyli wprowadzania do tkanek substancji podlegających dysocjacji elektrolitycznej. Zabieg urządzeniem do galwanizacji jest całkowicie bezpieczny i bezbolesny. Klientka czuje podczas zabiegu delikatne mrowienie.

INFUZJA PLASMA AIR

Infuzja kompresorowa polega na wprowadzaniu preparatów aktywnych do skóry przy pomocy oczyszczonego powietrza (21% tlenu) przez specjalny zespół filtrujący. Zabieg wykonywany jest aerografem posiadającym pojemnik, który możemy uzupełnić dowolnym preparatem.

Moc	100W
Ciśnienie	4 Bar
Natężenie prądu galwanicznego	0-10mA
Moc diody LED	4mW



5904358861298