



FERRI OXYDERM MOBILE - PIERWSZA MOBILNA OXYBRAZJA!

7000 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

DZIĘKI NAJNOWSZEJ GENERACJI POMPY URZĄDZENIE WYTWARZA SILNE CIŚNIENIE, WYSTARCZAJĄCE DO WYKONANIA ZABIEGU OXYBRAZJI PRZY JEDNOCZESNYM ZACHOWANIU NISKIEJ WAGI.

Aparat posiada zamykanie górne w formie kufra (zostało zdjęte do zdjęć)

Peeling Wodno-tlenowy FERRI OXYDERM JET jest innowacyjnym zabiegiem, wykonywanym przez dwufazowy strumień składający się z mikrokropelek soli fizjologicznej oraz tlenu. oksybrazja ze względu na brak wywoływanych podrażnień po zabiegu nazywana jest "miękką" dermabrazją.

Obok działania peelingu, Oksybrazja nawilża oraz dotlenia skórę. Efekt końcowy peelingu wodno-tlenowego, porównywany jest często do

mikrodermabrazji korundowej.


Warto zwrócić uwagę, że ze względu na brak mechanicznego ścierania, zabiegowi mogą poddawać się osoby cierpiące na cerę naczynkową, skłoną do rumienia. Oksybrażja jest również wskazana dla osób z trądzikiem.

Zabieg w większości przypadków jest bardzo dobrze odbierany przez klientki, nie łączy się z dyskomfortem jaki można odczuwać przy dermabrazji diamentowej. Skóra po zabiegu jest gładka, delikatna, dotleniona i nawilżona.

DZIAŁANIE

- * nawilża i dotlenia skórę,
- * oczyszcza i dezynfekuje skórę (peeling płytki i głęboki),
- * wzmacnia i hartuje ściany naczyń krwionośnych,
- * wspomaga leczenie trądziku różowatego,
- * łagodzi objawy trądziku (eliminuje bakterie beztlenowe),
- * łagodzi stany zapalne skóry,
- * zmniejsza blizny potrądzikowe oraz przebarwienia,
- * zmniejsza cellulit i rozstępy (hydrodynamiczny zimny masaż),
- * ogranicza łojotok (stabilizuje pracę gruczołów łojowych),
- * poprawia koloryt skóry,
- * spłyca zmarszczki,
- * rewitalizuje, czyli ożywia skórę.

Pobór mocy	100W
Napięcie	220-230V
Częstotliwość	50-60Hz
Ciśnienie	0-2Bar
Regulacja ciśnienia	cyfrowa
Waga	6k



5904358861236