



## SC "WIRTUALNA STRZYKAWKA" DO MEZOTERAPII 50ML

108 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Zastosowanie:

Terapia nawilżająco - przeciwstarzeniowa, do stosowania ze sprzętem kosmetycznym.

Przeznaczenie:

Kwas hialuronowy ma zdolność zatrzymywania 1000 razy więcej wody niż sam waży. Stymuluje syntezę kolagenu. Wygładza zmarszczki i wzmacnia skórę, poprawiając blizny spowodowane trądzikiem i innymi schorzeniami, w których dochodzi do ich powstawania.

Składniki aktywne:


Czysty kwas hialuronowy w bezolejowej bazie bez wody, Fitoproteoglikan®, Argireline®.

Urządzenia współpracujące:

Mezoterapia elektroporacyjna, masaże podciśnieniowy.

Sposób użycia:

Nakładać na obszar poddawany zabiegowi. Stosować samodzielnie lub przed nałożeniem kremu, w celu poprawy jego działania. Może być stosowany jako maska na twarz w połączeniu z substancjami o działaniu okluzyjnym lub pod gotową maskę. Unikać kontaktu z błonami



5904358864732