



## **TERMOSALUD SYMMED ELITE URZĄDZENIE DO RADIOFREKWENCJI 550VA/200W**

 [Przejdź na stronę produktu](#)

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ. URZĄDZENIE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOLONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

Produkt dostępny wyłącznie dla kupujących prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRODUKTY TERMOSALUD?

Termosalud jest uznanym Hiszpańskim producentem urządzeń medycznych i

kosmetycznych z blisko 50 letnim doświadczeniem.  
Wszystkie produkty fabryki z Gijon charakteryzuje wysoka jakość wykonania potwierdzona certyfikacją ISO, zgodność z normami europejskimi zweryfikowana przez laboratorium notyfikowane SGS (Genewa, Szwajcaria).

Termosalud jako jeden z nielicznych producentów wykonuje badania kliniczne na pacjentach - potwierdzając skuteczność swoich rozwiązań. Centrum rozwojowo-produkcyjne Termosalud mieści się na terenie 5000m<sup>2</sup>. Firma szczeni się faktem wykorzystywania do produkcji maszyn wyłącznie europejskich elementów - gwarantując tym samym długowieczność swoich produktów.

Venus-Beauty.pl ma zaszczyt być wyłącznym dystrybutorem Termosalud na terenie Polski.

BE INSPIRATION: urządzenie do radiofrekwencji SYMMED

SYMMED

Innowacyjne urządzenie stworzone przez firmę THERMOSALUD, które łączy ze sobą dwie najbardziej skuteczne technologie kosmetyczne (falę radiową pojemnościową i indukcyjną oraz mezoterapię bezigłową HPC). Zabieg z wykorzystaniem tego urządzenia jest bezinwazyjny, nie narusza ciągłości naskórka. Stosowany jest zarówno na twarz jak i ciało. Najlepsze efekty można osiągnąć w połączeniu zabiegu z odpowiednimi preparatami kosmetycznymi.

DIATERMIA WYWOŁANA PRĄDEM O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ - powoduje wzrost temperatury w tkankach wewnętrznych poprzez przechodzenie oscylującej fali radiowej, która generuje ciepło. Za pomocą odpowiednich elektrod aktywuje metabolizm w tkankach skóry i stymuluje przepływ krwi i krążenie limfy na wybranych obszarach ciała.

HPC WIRTUALNA MEZOTERAPIA – służy do zwiększania ilości i głębokości wnikania substancji aktywnych w głąb skóry.

GŁOWICE ZABIEGOWE

ELEKTRODY POJEMNOŚCIOWE CET

RF koncentruje się w tkankach miękkich, dobrze nawodnionych, czyli w skórze oraz mięśniach znajdujących się w pobliżu elektrody.  
Wymiary elektrod pojemnościowych: 80/50/30mm.

ELEKTRODY INDUKCYJNE, REZYSTYWNE (RET)

RF koncentruje się głębiej niż w przypadku elektrod pojemnościowych. Elektrody rezystywne oddziałują na zbitą tkankę tłuszczową, stawy, więzadła oraz ścięgna.  
Wymiary elektrod indukcyjnych: 85/55/30mm.

KOSMETYKI ZABIEGOWE

- \* Formuła antycellulitowa – 289pln (1000ml)
- \* Formuła ujędrniająca – 289pln (1000ml)
- \* Formuła odmładzająca – 289pln (1000ml)

Producent: TERMOSALUD S.L. HISZPANIA


Napięcie	220-230V (50-60Hz)
Pobór	250VA
Wyświetlacz	10,2" LED
Wymiary elektrod pojemnościowych	80/50/30mm
Wymiary elektrod indukcyjnych	85/55/30mm
Sposób przeniesienia energii	indukcyjny i pojemnościowy
Częstotliwość wyjściowa	0,5Mhz
Wymiary	124x68x59cm

#### RF POJEMNOŚCIOWY

Częstotliwość wyjściowa	0,5Mhz
Maksymalne napięcie	900Vrms
Maksymalna moc	550VA

#### RF INDUKCYJNY

Częstotliwość wyjściowa	0,5Mhz
Maksymalne napięcie	210Vrms
Maksymalna moc	200W



5904358860031