



TERMOSALUD SYMMED ELITE URZĄDZENIE DO RADIOFREKWENCJI 550VA/200W

 [Przejdź na stronę produktu](#)

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ. URZĄDZENIE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOLONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

Produkt dostępny wyłącznie dla kupujących prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRODUKTY TERMOSALUD?

Termosalud jest uznanym Hiszpańskim producentem urządzeń medycznych i

kosmetycznych z blisko 50 letnim doświadczeniem.
Wszystkie produkty fabryki z Gijon charakteryzuje wysoka jakość wykonania potwierdzona certyfikacją ISO, zgodność z normami europejskimi zweryfikowana przez laboratorium notyfikowane SGS (Genewa, Szwajcaria).

Termosalud jako jeden z nielicznych producentów wykonuje badania kliniczne na pacjentach - potwierdzając skuteczność swoich rozwiązań. Centrum rozwojowo-produkcyjne Termosalud mieści się na terenie 5000m². Firma szczeni się faktem wykorzystywania do produkcji maszyn wyłącznie europejskich elementów - gwarantując tym samym długowieczność swoich produktów.

Venus-Beauty.pl ma zaszczyt być wyłącznym dystrybutorem Termosalud na terenie Polski.

BE INSPIRATION: urządzenie do radiofrekwencji SYMMED

SYMMED

Innowacyjne urządzenie stworzone przez firmę THERMOSALUD, które łączy ze sobą dwie najbardziej skuteczne technologie kosmetyczne (falę radiową pojemnościową i indukcyjną oraz mezoterapię bezigłową HPC). Zabieg z wykorzystaniem tego urządzenia jest bezinwazyjny, nie narusza ciągłości naskórka. Stosowany jest zarówno na twarz jak i ciało. Najlepsze efekty można osiągnąć w połączeniu zabiegu z odpowiednimi preparatami kosmetycznymi.

DIATERMIA WYWOŁANA PRĄDEM O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ - powoduje wzrost temperatury w tkankach wewnętrznych poprzez przechodzenie oscylującej fali radiowej, która generuje ciepło. Za pomocą odpowiednich elektrod aktywuje metabolizm w tkankach skóry i stymuluje przepływ krwi i krążenie limfy na wybranych obszarach ciała.

HPC WIRTUALNA MEZOTERAPIA – służy do zwiększania ilości i głębokości wnikania substancji aktywnych w głąb skóry.

GŁOWICE ZABIEGOWE

ELEKTRODY POJEMNOŚCIOWE CET

RF koncentruje się w tkankach miękkich, dobrze nawodnionych, czyli w skórze oraz mięśniach znajdujących się w pobliżu elektrody.
Wymiary elektrod pojemnościowych: 80/50/30mm.

ELEKTRODY INDUKCYJNE, REZYSTYWNE (RET)

RF koncentruje się głębiej niż w przypadku elektrod pojemnościowych. Elektrody rezystywne oddziałują na zbitą tkankę tłuszczową, stawy, więzadła oraz ścięgna.
Wymiary elektrod indukcyjnych: 85/55/30mm.

KOSMETYKI ZABIEGOWE

- * Formuła antycellulitowa – 289pln (1000ml)
- * Formuła ujędrniająca – 289pln (1000ml)
- * Formuła odmładzająca – 289pln (1000ml)

Producent: TERMOSALUD S.L. HISZPANIA


| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Napięcie | 220-230V (50-60Hz) |
| Pobór | 250VA |
| Wyświetlacz | 10,2" LED |
| Wymiary elektrod pojemnościowych | 80/50/30mm |
| Wymiary elektrod indukcyjnych | 85/55/30mm |
| Sposób przeniesienia energii | indukcyjny i pojemnościowy |
| Częstotliwość wyjściowa | 0,5Mhz |
| Wymiary | 124x68x59cm |

RF POJEMNOŚCIOWY

| | |
|-------------------------|---------|
| Częstotliwość wyjściowa | 0,5Mhz |
| Maksymalne napięcie | 900Vrms |
| Maksymalna moc | 550VA |

RF INDUKCYJNY

| | |
|-------------------------|---------|
| Częstotliwość wyjściowa | 0,5Mhz |
| Maksymalne napięcie | 210Vrms |
| Maksymalna moc | 200W |



5904358860031