



## **POLDERMA CAM KAMERA TRYCHOLOGICZNA 5MP**


6900 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)


Procedury diagnostyczne opierają się na nieinwazyjnej diagnostyce obrazowej z użyciem kamery wideo. Dzięki uzyskanemu obrazowi analizowane są wszystkie obszary skóry oraz skóry głowy, zarówno zdrowej, jak i zmienionej chorobowo.

### ZASTOSOWANIE W TRYCHOLOGII

- \* ocena stanu włosów i owłosionej skóry głowy,
- \* kliniczna ocena łysienia,
- \* pozwala oszacować grubość, pigmentację, połysk oraz działanie czynników chemicznych i fizycznych na łodygę włosa,
- \* ocena uszkodzeń struktury łodygi włosa oraz nabytych zmian na powierzchni włosa,
- \* ocena stanu skóry głowy,
- \* diagnozowanie łysienia androgenowego i plackowatego.



Soczewka	200X
Wyświetlacz	LCD, 8"
Pixele	5.0 MP
Spektrum	3, RGB
Rozdzielczość	800x600
Archiwizacja	pendrive
Częstotliwość pracy	50-60Hz
Zasilanie	12V Adapter
Napięcie	220-230V



5904358862868