



PRESOTERAPIA HIGH TECH EXCLUSIVE LINE + IR

8890 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Urządzenie stosowane jest do wykonywania zabiegu presoterapii oraz termoterapii. Zabieg ten polega na umieszczeniu pacjenta w specjalnym kombinezonie, składającym się z komór stopniowo napełnianych powietrzem. Presoterapia stymuluje eliminację toksyn, zwiększa syntezę kolagenu oraz poprawia krążenie.

WYKORZYSTYWANA TECHNOLOGIA

Zabieg presoterapii stosowany jest głównie w leczeniu układów: limfatycznego oraz krążenia. Jest to nowoczesna technologia oparta na wykonywaniu masażu uciskowego przy pomocy specjalnych rękawów, do których doprowadzane jest strumieniami sprężone powietrze.

Produkt spełnia wymagania określone przez:


* Dyrektywę 2014/35/UE określającą warunki niskiego napięcia,

* Dyrektywę 2014/30/UE określającą warunki kompatybilności elektromagnetycznej.

EFEKTY ZABIEGOWE/ZASTOSOWANIE

- * oprawa krążenia krwi,
- * wyszczuplenie i wysmuklenie sylwetki,
- * zmniejszenie się obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych,
- * wspomaganie w walce z chorobami neurologicznymi np. porażeniami kończyn,
- * wspomaganie w walce z przewlekłymi nerwobólami mięśni.
- * stymulacja przepływu limfy,
- * zapobieganie powstawaniu żylaków,
- * zapobieganie zakrzepicy u osób przewlekłe chorych.

Wymiary paczki	66x45x40cm
Waga	18,5cm
Wymiary urządzenia	34x38x15cm
Moc	350W
Ciśnienie atmosferyczne	0-0,4 kg/cm ²
Przepływ powietrza	0,40 L/min
Rytmika ciśnienia powietrza	0-15s.
Ilość komór ciśnieniowych	20
Maksymalna temperatura IR	55 Stopni Celsjusza
Napięcie znamionowe	220 V ~ 240 V
Częstotliwość	50 Hz/60 Hz



5904358862417